

Rapport d'essai

Centre de rééducation L. Pierquin

Orthopédie

Rééducation post-opératoire d'une prothèse de genou

Protocole utilisé : Programme Algie 30'

Résultats

- Diminution douleur dès la 1ère séance,
- Amélioration des douleurs résiduels au fur et à mesure des séances,
- Diminution de la TA (17/9 à 13/9),
- Diminution de la fréquence cardiaque (100 à 80).

Orthopédie

Douleur séquellaire, réfractaire et chronique sur un traumatisme cheville/pied accompagné de raideur

Protocole utilisé : Programme Algie 30'

Résultats

- Diminution douleur instantanée et durable sur douleur réfractaire et chronique

Orthopédie

Douleur post-opératoire sur ostéotomie tibiale de valgisation

Protocole utilisé : Programme Microcirculation 30'

Résultat

- Diminution instantanée des douleurs.

Traumatologie

Fracture complexe genou en cours de consolidation

Protocole utilisé : Programme Algie 30'

Résultat

- Baisse des douleurs (6 à 7 avant => 3 à 4 après plusieurs jours),
- Diminution de l'œdème.

Rhumatologie

Syndrôme Dououreux Régional Complexe

Protocole utilisé : Programme Microcirculation 30'

Résultats

- Diminution douleur (EN 7/10 => 3/10), reproductible à chaque séance

Rhumatologie

Douleur Cheville

Protocole utilisé : Programme Algie 30'

Résultats

- Douleur exquise à l'appui avant séance donnant lieu à un appui unipodal possible après la séance,
- Amélioration de la marche.

Rhumatologie

Douleur Poignet

Protocole utilisé : Programme Microcirculation 30'

Résultats

- Baisse des phénomènes inflammatoires,
- Diminution de la douleur (3 points sur EN),
- Diminution de l'œdème,
- Amélioration aspect cutané.

Rhumatologie

Amputé MI (2 séances)

Protocole utilisé : Programme Microcirculation 30'

Résultats

- Diminution des douleurs mixtes (de 7 à 3 sur EN)

Chirurgie vasculaire

Rééducation post-opératoire exérèse saphène interne

Protocole utilisé : Programme Microcirculation (3 séances)

Résultat

- Amélioration aspect cicatrice,
- Diminution de l'œdème jambe.

Angiologie

Lymphœdème ^lair

Protocole utilisé : Programme lymphatique chronique 40', dans le cadre protocole IRR : DLM + bandages.

Résultats

- Amélioration souplesse tissulaire dès J1, réalisée à J3 en protocole classique,
- Diurèse + importante.

Angiologie

Lymphœdème MI stade III

Protocole utilisé : Programme lymphoedème entretien (matin) et programme microcirculation (a-m). Traitement associé au DLM, à la mise en place de bandages multicouches et de gym douce sans contention.

Résultats

- Amélioration significative de la consistance de l'œdème (assouplissement),
- Diminution des douleurs chroniques,
- Sensation de bien-être (confort et amélioration de la mobilité articulaire segmentaire et globale).

